

Genum TriTex Plus

PERFORMANCE IS EVERYTHING



DeRoyal


mediroyal



Living Proof


mediroyal.se

Genum TriTexPlus



HÖG MATERIALPRESTANDA ÄR VIKTIGT vid krävande aktiviteter. Materialet måste klara att leverera den funktion som krävs för aktiviteten - utan kompromisser. DeRoyal var det första företaget som introducerade TriTex som material för ortoser år 2000. Nu kommer uppföljaren TriTex Plus med förbättrade materialegenskaper. Basen är TriTex men vi använder

oss av en microfiber närmast huden. Detta ger en otrolig hudkomfort i kombination med en optimal ventilation och isolering av värme. På ovansidan har vi laminerat ett tunt perforerat NeoTex-material. Det gör att huden andas effektivt, fukten kan transporteras ut men värmen stannar kvar. Ett optimalt material för krävande aktiviteter. ■



NYTT

På den nya serien knäortoser introducerar vi roterbara snabbspännen för ökad funktionalitet.

Banden justeras i längd första gången vid applicering. Därefter används snabbspännet för att ta av och på ortosen. Snabbt, enkelt och effektivt! Delar av modellerna är också utrustade med vår nya DeRoyal Quad-Strap för att förhindra att de glider ner under aktivitet. ■



DEROYAL GENUM ROM LED

DeRoyal Genum ROM Leden

DeRoyal Genum ROM leden har konstruerats för att begränsa extension eller flexion. Tillverkad av en rostfri stållegering som ger både hög slitage och flexibilitet. Leden kan också användas post-operativt eftersom den också kan blockeras helt i 0, 20, 40, och 60 grader. Skenan har också stop i extension 0, 10, 20 och 30 grader samt flexion 60, 75 och 90 grader. Mitten på leden är helt solid medan ledarmarna är flexibla för att kunna anpassas individuellt till patienten. Genum ROM Leden finns i EU4509 och EU4518.

EXTENSION 0, 10, 20, 30 grader
FLEXION 60, 75, 90 grader
LÅSBAR 0, 20, 40, 60 grader

EU4509 Genum Liga ROM Plus

En knäortos med ROM-led. Kan stoppas i 10, 20, 30 grader extension, 60, 75, 90 grader flexion och låsas helt i 0, 20, 40 och 60 grader. Leden är tillverkad av en rostfri stållegering för optimal prestanda och kan enkelt anpassas på patienten. Ortosen har som komplement ett hyperextensionskryss för effektivt stöd. Kan även konverteras till ett vanligt band vid behov. Två snabbspännen nertill och två upptill gör appliceringen enkel. Bandens längder anpassas första gången och därefter används snabbspännena för att ta av eller på ortosen. Utrustad med DeRoyal Quad-Strap. **INDIKATIONER** Post-Operativt efter knäoperation, ACL- eller PCL-skador, kollateralligamentskador och meniskskador.



EU4509 GENUM LIGA ROM PLUS

SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter

LARGE 38-42 centimeter
X-LARGE 42-46 centimeter
XX-LARGE 46-50 centimeter

EU4511 Genum Liga X Plus

Baserad på vår klassiska EU4011. Dubbelledade skenor i aluminium/stål ger en låg vikt och hög funktion. Ortosen har ett hyperextensionskryss baktill för effektivt stöd. Två snabbspännen nertill och två upptill gör appliceringen enkel. Bandens längder anpassas första gången och därefter används snabbspännena för att ta av eller på ortosen. Kardborrejustering över lår och vad. Utrustad med Quad-Strap. **INDIKATIONER** ACL eller PCL skador, kollateralligamentskador, meniskskador eller hyperextensionsproblem.



EU4511 GENUM LIGA X PLUS

X-SMALL 29-32 centimeter
SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter

LARGE 38-42 centimeter
X-LARGE 42-46 centimeter
XX-LARGE 46-50 centimeter

EU4513 Genum Liga Light Plus

En ny modell med dubbelledade skenor i aluminium och stål. Den är helt kapslad i en NeoTex-ficka för optimal polstring. Banden har snabbspännen för att snabbt kunna ta av och på ortosen. Bandens längder anpassas första gången och därefter används snabbspännena. Kardborrejustering över lår och vad. Utrustad med Quad-Strap. **INDIKATIONER** Kollateralligamentskador, meniskskador eller instabilitet i knäleden.



EU4513 GENUM LIGA LIGHT PLUS

X-SMALL 29-32 centimeter
SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter

LARGE 38-42 centimeter
X-LARGE 42-46 centimeter
XX-LARGE 46-50 centimeter



EU4514 GENUM LIGA X EASE PLUS

EU4514 Genum Liga X Ease Plus

Baserad på vår populära modell EU4014 med dubbelledade skenor i aluminium/stål vilket ger en låg vikt och hög funktion. Helt öppen framtill för att förenkla av och påtagning av ortosen. Ortosen har ett hyperextensionskruss baktill för effektivt stöd. Två snabbspännen nertill och två upptill gör appliceringen enkel. Bandens längder anpassas första gången och därefter används snabbspännena för att ta av eller på ortosen. **INDIKATIONER** ACL eller PCL skador, kollateral-ligamentsskador, meniskskador eller hyperextensionsproblem.

SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter

LARGE 32-42 centimeter
X-LARGE 42-46 centimeter
XX-LARGE 46-50 centimeter



EU4518 GENUM LIGA ROM EASE PLUS

EU4518 Genum Liga ROM Ease Plus

En knäortos med ROM-led och hel öppning framtill för att förenkla av och påtagning. Kan stoppas i 10, 20, 30 grader extension, 60, 75, 90 grader flexion och låsas helt i 0, 20, 40 och 60 grader. Leden är tillverkad av en rostfri stållegering för optimal prestanda och kan enkelt anpassas på patienten. Ortosen har som komplement ett hyperextensionskruss för effektivt stöd. Kan även konverteras till ett vanligt band vid behov. Två snabbspännen nertill och två upptill gör appliceringen enkel. Bandens längder anpassas första gången och därefter används snabbspännena för att ta av eller på ortosen. **INDIKATIONER** Post-Operativt efter knäoperation, ACL eller PCL skador, kollateral-ligamentsskador, meniskskador.

SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter

LARGE 38-42 centimeter
X-LARGE 42-46 centimeter
XX-LARGE 46-50 centimeter

 DeRoyal®

 mediroyal

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se

Living Proof
mediroyal.se